

Maßblatt, für Tierrolli und Expander

Kundendaten:

Vorname: Nachname:

Straße: HausNr.: PLZ: Ort:

E-Mail: Telefon Nr.:

Tierinformationen:

Name: Rasse: Alter:

Gewicht:

Diagnose/ Informationen zur Beeinträchtigung:

Bitte nehmen Sie wie folgt Maß und tragen die Maße entsprechend in die Tabelle ein. Es handelt sich hier um Längen- und Breitenmaße. Der Tierrolli ist in der Länge und Höhe einstellbar.

Um die Pfotenbreite zu messen, stellen Sie die Pfote auf ein Blatt Papier und führen die Pfoten mit den Fingern etwas zusammen und zeichnen dann um die Pfote herum. Dann messen Sie die maximale Breite für den Schuh.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email oder telefonisch zur Seite.



Maßtabelle:

Zur Erleichterung in Seitenlage (liegend) messen.

Maß	cm	Beschreibung
<input type="text"/>		hintere Beinlänge (1)
<input type="text"/>		Länge (2)
<input type="text"/>		Schulterbreite breiteste Maß (5)
<input type="text"/>		Brustumfang (3)

für Expander

<input type="text"/>		Pfotenbreite (6)
<input type="text"/>		Länge Expander (4)

